


STS Guide Light

STS Pre-Preparation System



SICHERE UND AKKURATE VORBEFÜLLUNG

Bei der Verarbeitung halber Tabletten, selten verwendeter Medikamente oder speziell geformter Tabletten ermöglicht das automatisierte Dosiersystem mit LEDs eine sichere und akkurate Vorbefüllung und reduziert dabei die Füllzeit und verhindert Füll- oder Dosierfehler.



LADUNGSBEFEHLE MIT LEDs

Individuelle LEDs für jede Zelle helfen beim Dosieren der notwendigen Tabletten und zeigen Fehler an, um ein komfortables und akkurates Befüllen sicher zu stellen.

* Rot: nicht gefüllt, Grün: gefüllt



SCHNELLE UND AKKURATE STS TABLETTENSAMMLUNG

Die Liste der STS Medikamente, die vom Server übertragen wird, kann gedruckt werden, um eine schnelle und akkurate Auswahl der Medikamente vom Lager zu ermöglichen.



| Modell | JV-GL10* |
|----------------------|-----------------------|
| Abmessungen | 565,4 x 279 x 50,3 mm |
| Gewicht | ca. 1,85 kg |
| Stromverbrauch | 15 W (Max. 25W) |
| Stromversorgung | 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 40°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 ~ 80% |

* Produktänderungen und Spezifikationen unterliegen den Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung und werden ohne vorherige Bekanntmachung geändert

** Keine der hier enthaltenen Informationen darf dupliziert, kopiert, geändert oder angegeben werden ohne die ausdrückliche Genehmigung von JVM.